



TD2930A
Kit Laboratorio
Universidad Andrés Bello campus Viña del Mar

REF	Uso	ISO	opt.	max.
 9603.104.100	 Pulidor para acrílicos (prótesis dentales) Prepulido (color verdoso) Utilizar fuera de la boca	-	6.000 min ⁻¹	10.000 min ⁻¹
 9641.104.100	 Pulidor para acrílicos (prótesis dentales) Pulido (color gris oscuro) Utilizar fuera de la boca	-	6.000 min ⁻¹	10.000 min ⁻¹
 9644.104.100	 Pulidor para acrílicos (prótesis dentales) Alto brillo (color beige) Utilizar fuera de la boca	-	6.000 min ⁻¹	10.000 min ⁻¹
 8964.104.300	 Disco diamantado dentado, grano fino Solamente rotación en el sentido de las agujas del reloj. Para recortar modelos de yeso y separación de dientes. Profundidad máxima de corte 11,5 mm No apropiado para cerámica	806.104.3775 14.300	10.000 min ⁻¹	15.000 min ⁻¹
 H79SGEA.104.070	 Dentadura segura con torsión a la izquierda. Mecanizado de modelos de yeso.	500.104.194225.070	15.000 min ⁻¹	30.000 min ⁻¹
 H251GSQ.104.060	 Dentadura gruesa para el trabajo en acrílico blando y duro.	500.104.274216.060	15.000 min ⁻¹	50.000 min ⁻¹