




TD2931A

Kit Resina Acrílica y Yeso - Preclínico

Universidad Andrés Bello campus Viña del Mar

REF	Uso	ISO	opt.	max.
 ●●H136GSQ. 104.016	 Dentadura gruesa para el trabajo en acrílico blando y duro.	500.104.184216.016	10.000 min ⁻¹	100.000 min ⁻¹
 ●●H79GSQ. 104.040	 Dentadura gruesa para el trabajo en acrílico blando y duro.	500.104.194216.016	15.000 min ⁻¹	100.000 min ⁻¹
 ●H79SGEA. 104.070	 Dentadura segura con torsión a la izquierda. Mecanizado de modelos de yeso.	500.104.194225.070	15.000 min ⁻¹	30.000 min ⁻¹
 9603. 104.100	 Pulidor para acrílicos (prótesis dentales) Prepulido (color verdoso) Utilizar fuera de la boca	-	6.000 min ⁻¹	10.000 min ⁻¹
 9641. 104.100	 Pulidor para acrílicos (prótesis dentales) Pulido (color gris oscuro) Utilizar fuera de la boca	-	6.000 min ⁻¹	10.000 min ⁻¹
 9644. 104.100	 Pulidor para acrílicos (prótesis dentales) Alto brillo (color beige) Utilizar fuera de la boca	-	6.000 min ⁻¹	10.000 min ⁻¹
 ● 8964. 104.300	 Disco diamantado dentado, grano fino Solamente rotación en el sentido de las agujas del reloj. Para recortar modelos de yeso y separación de dientes. Profundidad máxima de corte 11,5 mm No apropiado para cerámica	806.104.377514.300	10.000 min ⁻¹	15.000 min ⁻¹
9750.000	Piedra de limpieza para instrumentos diamantados	-	-	-