




TD2673D

Kit Pulido Acrílico Prof. Dr. A. Báez



Universidad Andrés Bello campus Viña del Mar

REF	Uso	ISO	 opt.	 max.
 H79SHAX.104.040	 Dentadura gruesa para una remoción de material efectiva de metal	-	20.000 min ⁻¹	100.000 min ⁻¹
 H251EQ.104.060	 Dentadura dual para trabajo en acrílico, dentadura extremadamente filosa y otra extremadamente fina	-	15.000 min ⁻¹	50.000 min ⁻¹
 H136GSQ.104.016	 Dentadura gruesa para el trabajo en acrílico blando y duro.	500.104.184216.016	10.000 min ⁻¹	100.000 min ⁻¹
 H79GSQ.104.040	 Dentadura gruesa para el trabajo en acrílico blando y duro.	500.104.194216.040	15.000 min ⁻¹	100.000 min ⁻¹
 H251GSQ.104.060	 Dentadura gruesa para el trabajo en acrílico blando y duro.	500.104.274216.060	15.000 min ⁻¹	50.000 min ⁻¹
 H79SGEA.104.070	 Dentadura segura con torsión a la izquierda. Mecanizado de modelos de yeso.	500.104.194225.070	15.000 min ⁻¹	30.000 min ⁻¹
 H219.104.023	 Fresa triangular para recortar modelos termoformados al vacío.	500.104.468211.023	15.000 min ⁻¹	100.000 min ⁻¹
 H98.104.070	 Fresón carbide semi esteroidal para acrílico.	500.104.547211.070	10.000 min ⁻¹	30.000 min ⁻¹
 8964.104.300	 Disco diamantado dentado, grano fino Solamente rotación en el sentido de las agujas del reloj. Para recortar modelos de yeso y separación de dientes. Profundidad máxima de corte 11,5 mm No apropiado para cerámica	806.104.377514.300	10.000 min ⁻¹	15.000 min ⁻¹
 9603.104.100	 Pulidor para acrílicos (prótesis dentales) Prepulido (color verdoso) Utilizar fuera de la boca	-	6.000 min ⁻¹	10.000 min ⁻¹
 9641.104.100	 Pulidor para acrílicos (prótesis dentales) Pulido (color gris oscuro) Utilizar fuera de la boca	-	6.000 min ⁻¹	10.000 min ⁻¹
 9644.104.100	 Pulidor para acrílicos (prótesis dentales) Alto brillo (color beige) Utilizar fuera de la boca	-	6.000 min ⁻¹	10.000 min ⁻¹

TD2673D

Kit Pulido Acrílico

Universidad Andrés Bello campus Viña del Mar

REF	Uso	ISO	 opt.	 max.
 9704M.900.030	 Pulidor PIN para aleaciones no preciosas. Prepulido (color púrpura) No montado, utilizar con mandril 329A.104.	-	6.000 min ⁻¹	15.000 min ⁻¹
 9704F.900.030	 Pulidor PIN para aleaciones no preciosas. Prepulido (color gris claro) No montado, utilizar con mandril 329A.104.	-	6.000 min ⁻¹	15.000 min ⁻¹
 329A.104	Mandril para pulidores PIN, acero inoxidable.	-	-	15.000 min ⁻¹
 9628.900.220	 Mopa de algodón, no montada Utilizar con mandril 305.104.050	050.900.373000.220	6.000 min ⁻¹	10.000 min ⁻¹
 9638.900.190	  Cepillo cerdas naturales (blando) Para el pulido alto brillo en metales preciosos y acrílicos usando pasta de pulir. Utilizar con mandril 305.104.050	-	6.000 min ⁻¹	10.000 min ⁻¹
 305.104.050	Mandril para discos, pulidores y cepillos. Acero inoxidable	330.104.604391.050	-	15.000 min ⁻¹
 20-02BF	 Disco separador de diamante de alta flexibilidad, para cortar y manipular porcelana, zirconia, disilicato litio y metal.	-	18.000 min ⁻¹	50.000 min ⁻¹